



Qué es BUZZY?

Buzzy es una pequeña herramienta portátil que se ve como un abejorro. Cuando la enciende, **Buzzy** vibra, lo que distrae el cerebro del paciente del dolor.

¿CÓMO USO BUZZY?


El paciente, un familiar o miembro del personal puede sostener a Buzzy en su lugar o puede poner a Buzzy debajo de un torniquete.

Vías intravenosas (intravenous, IV) o extracciones de sangre

Ponga a Buzzy 2-3 cm sobre el lugar donde se hará la punción. Mantenga a Buzzy en este punto antes y durante la punción. El extremo inferior de Buzzy debe estar más cerca del lugar de la punción (*Figura 1).

Inyecciones

Ponga a Buzzy en el lugar de la punción por 30-60 segundos y luego muévelo sobre el área de la punción durante la punción.



*Figura 1

Punciones digitales

Ponga a Buzzy en la palma de la mano con el extremo inferior de Buzzy más cerca del dedo en el que se hará la punción (*Figura 2).

Dolor o lesión

Ponga a Buzzy donde le duele.



*Figura 2



¿CÓMO OBTEngo UN BUZZY?

Buzzy está disponible para pedidos en varias compañías. Un Buzzy generalmente cuesta \$45-\$100.

Lugares en los que puede comprar un Buzzy:

CVS (cvs.com)

Amazon (amazon.com)

Buzzy Needle Pain Relief (buzzy4shots.com)

Pain Care Labs (paincarelabs.com)

Si no puede obtener un Buzzy en uno de estos recursos, podemos entregarle un Buzzy mediante donaciones hechas a Children's Mercy.

Escanee el código QR de abajo para completar una breve encuesta y saber si califica para un Buzzy:



O vaya a la dirección web:

cmhredcap.cmh.edu/surveys/ y escriba este código: ENTWF8T