

Cuidado de la traqueostomía – Administración de medicamentos inhalados

Administre los medicamentos inhalados según lo indique su médico.

Administración de medicamentos inhalados:

1. Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos
2. Reúna los suministros y colóquelos en un lugar donde pueda alcanzarlos fácilmente

Suministros necesarios:

- Inhalador o MDI
- Espaciador
- Bolsa autoinflable



3. Quite la ropa de su hijo de alrededor del cuello y los hombros
4. Coloque el inhalador en el espaciador y agite durante 30 segundos

Si su hijo/a usa HME o mascarilla de traqueostomía

5. Coloque el inhalador y el espaciador en la bolsa autoinflable
 - a. Si es necesario, coloque la bolsa autoinflable en el oxígeno y encienda la fuente de oxígeno
6. Retire el HME o la mascarilla de traqueostomía
7. Coloque el inhalador con el espaciador y la bolsa autoinflable en el tubo de traqueostomía de su hijo/a
 - a. Apriete el inhalador para administrar la 1.^a bocanada y dele a su hijo 10 respiraciones con la bolsa autoinflable: asegúrese de dar la respiración al mismo tiempo que su hijo respira
 - b. Retire el inhalador del espaciador y agítelo durante 30 segundos, continúe dándole respiraciones a su hijo con la bolsa Ambu
 - c. Coloque el inhalador nuevamente en el espaciador
 - d. Apriete el inhalador para administrar la 2.^a bocanada y dele a su hijo 10 respiraciones con la bolsa autoinflable: asegúrese de dar la respiración al mismo tiempo que su hijo respira
8. Retire el inhalador y la bolsa autoinflable del tubo de traqueostomía de su hijo y vuelva a conectar el HME o la mascarilla de traqueostomía



Si su hijo tiene un ventilador

5. Coloque el inhalador entre el tubo de traqueostomía de su hijo y el catéter de succión cerrado (asegúrese de que el inhalador y el espaciador estén colocados antes del puerto de exhalación)
 - a. Apriete el inhalador para administrar la 1.^a bocanada y permita que su hijo tome 10 respiraciones
 - b. Retire el inhalador del espaciador y agítelo durante 30 segundos
 - c. Coloque el inhalador en el espaciador
 - d. Apriete el inhalador para administrar la 2.^a bocanada y permita que su hijo tome 10 respiraciones
6. Retire el inhalador del tubo de traqueostomía de su hijo y conecte nuevamente a su hijo al ventilador



Precauciones de seguridad:

- Consulte las instrucciones de uso de la cámara mini Aero
- Si la cámara parece empañada o no se puede ver a través de ella, consiga un nuevo espaciador