

Cuidado de la traqueostomía – Succión (limpia/abierta)

Succione el tubo de traqueostomía de su hijo según sea necesario. Esto mantiene el tubo libre de mucosidad que puede bloquear o tapar la traqueostomía.

Use las técnicas para limpiar que se indican a continuación usando un catéter de succión de tamaño _____.

1. Lávese las manos con agua y jabón durante 15 a 20 segundos
2. Verifique la profundidad de succión medida para el tubo de traqueostomía de su hijo
3. Retire el catéter de succión del paquete/contenedor. Tenga cuidado de no tocar la parte del catéter que entra en la traqueostomía
4. Encienda la máquina de succión
5. Conecte el catéter de succión al tubo de la máquina de succión
6. Sostenga el extremo del catéter con la abertura en una mano, con la otra mano pellizque la profundidad de succión medida con el pulgar y el índice
7. Retire el HME/la mascarilla de traqueostomía/el tubo del ventilador
8. Inserte el catéter hasta la profundidad de succión medida
9. Coloque el pulgar sobre la abertura de succión y retire lentamente el catéter con movimientos giratorios. No toque la parte del catéter de succión que entra en la traqueostomía. Succionar el tubo de traqueostomía de su hijo no debería tomar más de 5 segundos
10. Reemplace el HME/la mascarilla de traqueostomía/el tubo del ventilador
11. Repita el proceso de succión de la traqueostomía de su hijo (pasos 7 a 9) conforme sea necesario. Espere 30 segundos para que su hijo/a recupere el aliento entre succiones.
12. Apague la máquina de succión
13. Tome nota de cualquier cambio de color, espesor, cantidad u olor de la mucosidad
14. Enjuague el catéter colocando la punta en agua destilada y aplicando succión
15. Coloque el catéter en un recipiente de almacenamiento limpio para reutilizarlo
16. Cambie el tubo de conexión de succión según sea necesario cuando se vuelva opaco y no se aclare después de enjuagarlo con agua
17. Vacíe y limpie el recipiente de recolección de la máquina de succión según las instrucciones

Precauciones de seguridad:

- No inserte el catéter de succión más allá de la distancia especificada
- Tarde solo 5 segundos cada vez que succione. Espere 30 segundos antes de succionar nuevamente para permitir que su hijo/a recupere el aliento
- Si el catéter de succión no se puede insertar en la profundidad de succión especificada, cambie el tubo de traqueostomía de su hijo/a
- Reemplace el catéter de succión según sea necesario cuando se ensucie

Si tiene preguntas o inquietudes sobre la traqueostomía de su hijo, llame a su médico al: _____

Llame al número de emergencia (911) si su hijo tiene dificultad para respirar que no mejora con la succión o el cambio del tubo.